



Schutz vor ungewollten Ventilverstellungen!

Der „Active-Lock“-Mechanismus schützt MIETHKE Ventile zuverlässig vor einer ungewollten Verstellung durch den Einfluss externer Magnetfelder. Um ein MIETHKE Ventil aktiv zu verstellen und die integrierte Verstellbremse zu lösen, werden gleichzeitig ein aktiver Druck auf das Ventil und ein starker Magnet benötigt.

- ✓ MIETHKE Ventile sind für MRT-Geräte bis 3 Tesla bedingt MR-sicher.
- ✓ Magnetfelder, die in Alltagsmagneten vorkommen, haben keinen Einfluss auf die Ventileinstellung.



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Unsere Medizinprodukteberater*innen sind für Sie da!

fragen@miethke.com | +49 331 - 620 830

Uns erreichen täglich viele Fragen zum Leben mit Hydrozephalus. In unseren FAQ finden Sie zahlreiche Antworten auf häufig gestellte Fragen:
www.miethke.com/faq

